

# 双加密狗使用指南

## 目的

使用双加密狗是为了单一加密狗发生物理故障时，在坐标软件补寄加密狗期间系统仍可保持正常运行的一种解决方案。

## 要求

- 1、同一子网内的两台服务器同时独立运行HOServer服务，不复制其他服务器上的Config.xml，安装后应重新进行配置（不得使用双机热备共用存储上同一目录）
- 2、使用包含两个加密狗序号的相同HealthOne.License文件
- 3、避免在加密狗的HOServer服务中运行电子病历服务、移动医护、短信平台、排队叫号和第三方接口等服务，上述服务应各自单独部署(不需要安装加密狗相关文件)
- 4、如果HOServer过一段时间还无法访问的情况，建议设置定时重启，方法如下，建一个批处理文件（xx.bat），在windows的计划任务中定期执行

bat文件内容如下：

```
@echo 正在重新启动HOServer服务  
net stop HOServer  
net start HOServer
```

## 其他

HOServer的安装注意事项请参考安装包里的《hoserver服务安装使用手册》